

Wb、If/Icc、Elisa用抗Kcna2ポリクローナル抗体 - P16389

商品番号: CM0026641

前書き

ヒトKCNA2（Kv1.2、電位依存性カリウムチャネルサブファミリーAメンバー2）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。イオン輸送および神経科学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNA2 Rabbit pAb
別名	HK4; MK2; HBK5; NGK1; RBK2; DEE32; HUKIV; KV1.2; EIEE32; KCNA2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3737
遺伝子ID	3737
免疫原	ヒトKCNA2（NP_004965.1）のアミノ酸1-165番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16389
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	氷袋