

WbおよびElisa用 Anti-Kcna4 ポリクローナル抗体 - P22459

商品番号: CM0024499

前書き

ヒトKCNA4（Kv1.4）電位依存性カリウムチャネルを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。イオンチャネルおよび神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNA4 Rabbit pAb
備考/別名	HK1; HBK4; PCN2; HPCN2; HUKII; KCNA8; KV1.4; KCNA4L; MCIDDS; KCNA4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3739
遺伝子ID	3739
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P22459
タンパク質分子量	73kDa
発送方法	保冷剤（氷袋）