


抗Kcnab2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q13303

商品番号: CM0023229



前書き

ヒトKCNAB2 (Kv-β-2) に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。内在性ヒトKCNAB2タンパク質（約41 kDa）を検出し、神経科学研究やイオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNAB2 Rabbit pAb
備考/別名	AKR6A5, KCNA2B, HKvbeta2, KV-BETA-2, HKvbeta2.1, HKvbeta2.2, KCNAB2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8514
免疫原	ヒトKCNAB2（NP_003627.1）のアミノ酸1〜40番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q13303
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	保冷剤