

抗Kcnab3 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - O43448

商品番号: CM0015801

前書き

ヒト電位依存性カリウムチャネルサブユニットベータ-3 (KCNAB3)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタン
ブロットおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反
応性あり。神経科学およびイオンチャネル研究に適し
ています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNAB3 ウサギ pAb
備考/別名	AKR6A9; KCNA3B; KCNA3.1B; KV-BETA-3; KCNAB3
種	ヒト
GeneID	9196
免疫原	ヒトKCNAB3 (NP_004723.2) のアミノ酸285-404に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43448
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ