


Wb、Elisa用抗Kcnd2ポリクローナル抗体 - Q9Nzv8

商品番号: CM0028268



前書き

組換えタンパク質免疫原（アミノ酸501-630）で作製したウサギ由来KCND2に対するポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスのKCND2を検出します。神経興奮性およびカリウムチャネル機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCND2 ウサギ pAb
別名	RK5; KV4.2; KCND2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3751
遺伝子ID	3751
免疫原	ヒトKCND2 (NP_036413.1) のアミノ酸501-630に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NZV8
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	保冷剤