


ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Kcnd3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uk17

商品番号: CM0024809



前書き

ヒト KCND3 (KV4.3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。脳および心臓におけるA型カリウムチャネルの機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCND3 ウサギ pAb
備考/別名	KV4.3; SCA19; SCA22; BRGDA9; KCND3L; KCND3S; KSHIVB; KCND3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3752
免疫原	ヒト KCND3 (NP_004971.2) のアミノ酸521-655に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UK17
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ