


抗Kcne1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15382

商品番号: CM0017934



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗KCNE1ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのサンプルに適しており、長QT症候群に關与する心臓カリウムチャネルサブユニットを標的とします。イオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNE1 Rabbit pAb
別名	ISK; JLNS; LQT5; MinK; JLNS2; LQT2/5; KCNE1
対象種	ヒト
GeneID	3753 (ヒト)
免疫原	ヒトKCNE1 (NP_000210.2) のアミノ酸1-100領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P15382
タンパク質分子量	15kDa
輸送方法	保冷剤