


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Kcne2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6J6

商品番号: CM0030350



前書き

KCNE2 (MiRP1)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのKCNE2を認識。KCNE2は心臓IKr電流に関与するカリウムチャネル調節サブユニット。心血管およびイオンチャネル研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNE2 ウサギ pAb
備考/別名	LQT5; LQT6; ATFB4; MIRP1; KCNE2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9992
GeneID	9992
免疫原	ヒト KCNE2のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド (NP_751951.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6J6
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ