

Wb、Elisa用 Anti-Kcnh1 ポリクローナル抗体 - O95259

商品番号: CM0028629



前書き

ヒト KCNH1/EAG1 (O95259)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに対応し、マウスおよびラットと交差反応します。免疫原はアミノ酸813-962領域をカバーしています。イオンチャネルの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	KCNH1 Rabbit pAb
備考/別名	EAG; EAG1; ZLS1; hEAG; TMBTS; h-eag; hEAG1; Kv10.1; KCNH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3756
GeneID	3756
免疫原	ヒト KCNH1 (NP_002229.1) のアミノ酸813-962に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95259
タンパク質分子量	111kDa
配送	アイスパック