

Wb、Elisa用 Anti-Kcnh6 ポリクローナル抗体 - Q9H252

商品番号: CM0021673

前書き

ヒトKCNH6

(Kv11.2)、電位依存性内向き整流カリウムチャネルに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。イオン輸送および心臓/神経シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNH6 Rabbit pAb
備考/別名	ERG2; ERG-2; HERG2; Kv11.2; hERG-2; KCNH6
種	ヒト
GeneID	81033
免疫原	ヒトKCNH6 (NP_110406.1) のアミノ酸70-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H252
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ