


Wb・Elisa用抗Kcni2ポリクローナル抗体 - Q9Ns61

商品番号: CM0026233



前書き

ヒトKCNIP2 (KChIP2) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。心臓および脳におけるA型カリウムチャネルの制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNIP2 ウサギ pAb
備考／別名	KCHIP2; KCNIP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30819
GeneID	30819
免疫原	ヒトKCNIP2 (NP_775284.1) のアミノ酸1〜90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NS61
タンパク質分子量	31kDa
配送方法	氷袋梱包