

Wb、Elisa用 Anti-Kcnj12 ウサギポリクローナル抗体 - Q14500

商品番号: CM0016534

前書き

ヒトKCNJ12

(Kir2.2)、ATP感受性内向き整流カリウムチャンネルに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；マウスおよびラットと交差反応します。静止膜電位およびニューロンの興奮性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNJ12 Rabbit pAb
備考/別名	IRK2; hIRK; IRK-2; hIRK1; KCNJN1; Kir2.2; kcnj12x; hkir2.2x; KCNJ12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3768
GeneID	3768
免疫原	組換えタンパク質；ヒトKCNJ12 (NP_066292.2) のアミノ酸354-433に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14500
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋