

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Kcnj15ポリクローナル抗体 - Q99712

商品番号: CM0016681

前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済みの高品質抗KCNJ15ウサギポリクローナル抗体です。内向き整流カリウムチャネルであるヒト、マウス、ラットのKCNJ15（Kir1.3/Kir4.2）を認識します。イオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNJ15 ウサギpAb
備考/別名	IRKK; KIR1.3; KIR4.2; KCNJ15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3772
GeneID	3772
免疫原	ヒトKCNJ15（NP_002234.2）のアミノ酸221-375番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99712
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	氷袋