

Anti-Kcnj2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P63252

商品番号: CM0014251



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-KCNJ2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKir2.1内向き整流カリウムチャネルを認識します。心血管および神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNJ2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	IRK1, LQT7, SQT3, ATFB9, HHIRK1, KIR2.1, HHBIRK1, KCNJ2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3759
GeneID	3759
免疫原	ヒトKCNJ2 (NP_000882.1) のアミノ酸318-427に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63252
タンパク質分子量	48kDa
配送方法	アイスパック