


抗Kcnj4ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P48050

商品番号: CM0016396



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質抗KCNJ4ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのKCNJ4内向き整流カリウムチャネル（Kir2.3）を標的とし、イオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗KCNJ4ポリクローナル抗体
別名	HIR; HRK1; IRK3; HIRK2; IRK-3; Kir2.3; KCNJ4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3761
GeneID	3761
免疫原	ヒトKCNJ4 (NP_004972.1) のアミノ酸50～150領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48050
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷剤