

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Kcnj5ポリクローナル抗体 - P48544

商品番号: CM0029244

前書き

ヒトKCNJ5（GIRK4）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的は心臓および内分泌機能に関与するGタンパク質活性化内向き整流性カリウムチャンネルです。心血管および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNJ5 ウサギ pAb
備考/別名	CIR; GIRK4; KATP1; LQT13; KIR3.4; KCNJ5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3762
免疫原	ヒトKCNJ5（NP_000881.3）のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48544
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ