

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Kcnj6 ウサギポリクローナル抗体 - P48051

商品番号: CM0029276

前書き

ヒトKCNJ6/GIRK2内向き整流性カリウムチャネルを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスと交差反応性あり。インスリン分泌およびイオンチャネル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNJ6 ウサギ pAb
備考/別名	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; KCNJ6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3763
遺伝子ID	3763
免疫原	ヒトKCNJ6 (NP_002231.1) のアミノ酸1-80に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48051
タンパク質分子量	48kDa
輸送	氷袋