


Anti-Kcnk6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Y257

商品番号: CM0019296



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用に検証された高品質なウサギ抗KCNK6ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。カリウムチャネル機能およびNLRP3インフラマソームの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNK6 Rabbit pAb
備考/別名	TOSS; KCNK8; TWIK2; K2p6.1; TWIK-2; KCNK6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9424
遺伝子ID	9424
免疫原	ヒト KCNK6 (NP_004814.1) のアミノ酸254-313に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y257
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスパック