


WbおよびElisa用抗Kcnk9ポリクローナル抗体 - Q9Npc2

商品番号: CM0016569



前書き

Western

blottingおよびELISA用の高品質なKCNK9（TASK-3）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルを検出し、予測分子量は42 kDa。イオンチャネルおよび神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNK9ウサギpAb
備考／別名	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51305
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKCNK9（NP_001269463.1）の265～374番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NPC2
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ