

Wb、Elisa用 抗Kcnn3/Sk3 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ugi6

商品番号: CM0007501

前書き

ヒト KCNN3/SK3 (KCa2.3)
を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。W
BおよびELISAに適し、ラットとの交差反応性あり。
予測分子量81 kDa、UniProt Q9UGI6。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	KCNN3/SK3 ウサギ mAb
備考/別名	SK3; ZLS3; hSK3; SKCA3; KCa2.3; KCNN3/SK3
種	ヒト
遺伝子ID	3782
免疫原	ヒト KCNN3/SK3 (NP_002240.3) のアミノ酸631-731に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9UGI6
タンパク質分子量	81 kDa
発送	保冷バッグ