

抗Kcnn4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15554

商品番号: CM0024693



前書き

ヒト KCNN4 (KCa3.1/IKCa1) に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの実用性が検証済みです。免疫学、血管生物学、細胞シグナル伝達研究におけるカルシウム活性化カリウムチャネルの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNN4 Rabbit pAb
備考/別名	IK; IK1; SK4; DHS2; KCA4; hSK4; IKCA1; hKCa4; KCa3.1; hIKCa1; KCNN4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3783
遺伝子ID	3783
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15554
タンパク質分子量	48kDa
配送方法	保冷剤