


WbおよびElisa用抗Kcnq1ウサギポリクローナル抗体 - P51787

商品番号: CM0023338



前書き

ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済みのKCNQ1ウサギポリクローナル抗体。心筋細胞の興奮性とイオン輸送に関与するカリウムチャネルサブユニットKv7.1を標的とします。心臓および神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNQ1 Rabbit pAb
備考/別名	LQT; RWS; WRS; LQT1; SQT2; ATFB1; ATFB3; JLNS1; KCNA8; KCNA9; Kv1.9; Kv7.1; KVLQT1; KCNQ1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3784
遺伝子ID	3784
免疫原	ヒトKCNQ1 (NP_861463.1) のアミノ酸250-549に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51787
タンパク質分子量	75kDa
配送	氷袋