


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Kcnq2 ウサギポリクローナル抗体 - O43526

商品番号: CM0021846



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのKCNQ2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。神経細胞の興奮性とM電流の研究用。O43526。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNQ2 ウサギ pAb
備考/別名	EBN, BFNC, DEE7, EBN1, ENB1, HNSPC, KV7.2, KCNA11, KCNQ2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3785
GeneID	3785
免疫原	ヒトKCNQ2（NP_742105.1）のアミノ酸466-665に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43526
タンパク質分子量	96kDa
輸送	保冷バッグ