

Anti-Kcns2 (Kv9.2) ウサギポリクローナル抗体 Wb, If-P, Elisa対応 - Q9Uls6

商品番号: CM0014332

前書き

遅延整流型カリウムチャネル調節サブユニット KCNS2 (KV9.2)を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。イオンチャネルおよび神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNS2 Rabbit pAb
別名	KV9.2; KCNS2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3788
遺伝子ID	3788
免疫原	ヒトKCNS2 (NP_065748.1)のアミノ酸1-187番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULS6
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤