

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Kcns3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bq31

商品番号: CM0027487

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの、KCNS3 (Kv9.3) を標的とする研究用ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。イオンチャネル調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNS3 Rabbit pAb
備考/別名	KV9.3; KCNS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3790
GeneID	3790
免疫原	ヒトKCNS3 (NP_002243.3) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQ31
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋