


WbおよびElisa用 Anti-Kctd15 ポリクローナル抗体 - Q96Si1

商品番号: CM0026591



前書き

ヒトKCTD15に対するウサギポリクローナル抗体。組換え融合タンパク質免疫原。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。約32 kDaのバンドを検出。神経堤形成および転写調節の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCTD15 ウサギ pAb
備考/別名	KCTD15
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79047
遺伝子ID	79047
免疫原	ヒトKCTD15 (NP_076981.2) のアミノ酸1-234に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SI1
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ