


抗Kctd9モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q7L273

商品番号: CM0003595



前書き

BTB/POZドメイン含有E3ユビキチンリガーゼアダプターであるヒトKCTD9（BTBD27）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたWBおよびELISAで検証済み。タンパク質分解経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCTD9 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	BTBD27; KCTD9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54793
遺伝子ID	54793
免疫原	合成ペプチド ヒトKCTD9 (Q7L273) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7L273
タンパク質重量	43 kDa
配送	アイスバック