


Anti-Kdm1 (Lsd1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P用） - O60341

商品番号: CM0024250



前書き

ヒトKDM1 (LSD1)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KDM1 ウサギ pAb
備考／別名	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23028
免疫原	ヒトKDM1 (NP_055828.2) のアミノ酸130-380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60341
タンパク質分子量	93kDa
発送方法	保冷バッグ