


Wb、Ip、Elisa用 抗Kdm1ウサギポリクローナル抗体 - O60341

商品番号: CM0015589



前書き

CamelBioは、WB、IP、ELISA用の高品質な抗KDM1ウサギポリクローナル抗体（O60341）を提供します。ヒト、マウス、ラットに対する幅広い反応性を有し、エピジェネティック調節、がん、発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM1 ウサギ pAb
備考/別名	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23028
遺伝子ID	23028
免疫原	ヒトKDM1 (NP_055828.2) のアミノ酸365-515に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60341
タンパク質分子量	93kDa
輸送	氷袋