


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Kdm1Aウサギポリクローナル抗体 - O60341

商品番号: CM0022749



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのKDM1Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのリジン特異的ヒストン脱メチル化酵素1Aに特異的。エピジェネティック制御および遺伝子発現研究に不可欠です。 - O60341

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM1AウサギpAb
備考／別名	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23028
GeneID	23028
免疫原	組換えタンパク質[ヒトKDM1A (NP_055828.2) のアミノ酸130～380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60341
タンパク質分子量	93kDa
輸送	保冷バッグ