


ウエスタンブロット、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Kdm1/Lsd1

ウサギモノクローナル抗体 - O60341

商品番号: CM0006751



前書き

ヒトKDM1/LSD1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、サルと反応します。エピジェネティクスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM1/LSD1 ウサギ mAb
備考/別名	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1/LSD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23028
GeneID	23028
免疫原	ヒトKDM1/LSD1 (NP_055828.2) のアミノ酸170-275に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	O60341
タンパク質分子量	93kDa
輸送	保冷バッグ