

Wb、Elisa用 Anti-Kdm2A ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2K7

商品番号: CM0023008



前書き

ヒトKDM2AのN末端由来の合成ペプチドを免疫原とするウサギポリクローナル抗KDM2A抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。クロマチンおよび概日リズムを調節するヒストン脱メチル化酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KDM2A Rabbit pAb
備考/別名	FBL7; CXXC8; FBL11; FBXL11; JHDM1A; LIL1A; KDM2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22992
GeneID	22992
免疫原	合成ペプチド ヒトKDM2A (NP_036440.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2K7
タンパク質分子量	133kDa
配送	氷袋