

WbおよびElisa用Anti-Kdm2Bポリクローナル抗体（Kd検証済み） - Q8Nhm5

商品番号: CM0025014



前書き

ヒトKDM2B（リシン特異的脱メチル化酵素2B）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] KDM2BウサギpAb
備考/別名	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B
種	ヒト
遺伝子ID	84678 (ヒト)
免疫原	組換え融合タンパク質（ヒトKDM2Bのaa 1059-1336）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHM5
タンパク質分子量	153 kDa
配送	アイスパック