

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Kdm3Aポリクローナル抗体 - Q9Y4C1

商品番号: CM0013304

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトKDM3A（JMJD1A、TSGA）、147kDaのヒストンH3リシン-9脱メチル化酵素を検出します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。クロマチンおよび転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM3A Rabbit pAb
備考/別名	TSGA; JMJD1; JHDM2A; JHMD2A; JMJD1A; KDM3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55818
GeneID	55818
免疫原	ヒトKDM3A (NP_060903.2) のアミノ酸975-1283領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y4C1
タンパク質分子量	147kDa
配送	氷袋