


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Kdm3Bポリクローナル抗体 - Q7Lbc6

商品番号: CM0019208



前書き

ヒトKDM3B（リジン特異的脱メチル化酵素3B）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。クロマチン制御およびエピジェネティック研究に有用。ヒトとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM3BウサギpAb
備考／別名	5qNCA; DIJOS; NET22; C5orf7; JMJD1B; KDM3B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51780
GeneID	51780
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKDM3B（NP_057688.2）のアミノ酸400～600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7LBC6
タンパク質分子量	192kDa
輸送	保冷剤