

Wb、Elisa用抗Kdm4Aモノクローナル抗体 - O75164

商品番号: CM0008601



前書き

ヒストン脱メチル化酵素であり、クロマチン調節において重要な役割を果たすヒトKDM4A (JMJD2A) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。エピジェネティクスおよび遺伝子発現の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM4A Rabbit mAb
備考/別名	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9682
遺伝子ID	9682
免疫原	ヒトKDM4A (O75164) のアミノ酸550-650に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O75164
タンパク質分子量	121kDa
配送	アイスバッグ