

Wb、Ip、Elisa用抗Kdm4Aウサギモノクローナル抗体 - O75164

商品番号: CM0006727



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、ELISAでバリデーション済みのウサギモノクローナルKDM4A抗体。主要なエピジェネティック制御因子であるヒストン脱メチル化酵素JMJD2Aを標的とします。IVDアッセイ開発およびクロマチン生物学研究に適しています。タンパク質分子量：121 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM4AウサギmAb
備考／別名	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9682
遺伝子ID	9682
免疫原	ヒトKDM4A (NP_055478.2) の382～459アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75164
タンパク質分子量	121 kDa
輸送	保冷剤