

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Kdm4A ウサギ ポリクローナル抗体 - O75164

商品番号: CM0030979



前書き

ヒストン脱メチル化酵素であり、H3K9me3およびH3K36me3から特異的にメチルマークを除去するヒトKDM4A (JMJD2A)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM4A ウサギ pAb
備考/別名	JMJD2, JHDM3A, JMJD2A, TDRD14A
種	ヒト
GeneID	9682
免疫原	ヒトKDM4A (NP_055478.2) のアミノ酸585-815に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75164
タンパク質分子量	121kDa
発送	保冷バッグ