


## Kdm4B/Jmjd2Bに対するウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用） - O94953

商品番号: CM0010302



### 前書き

KDM4B/JMJD2Bに対するウサギモノクローナル抗体（O94953）。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPでの使用が検証済みです。KDM4Bはトリメチル化ヒストンH3リジン9を脱メチル化し、クロマチン制御と中枢神経系の発生に機能します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | KDM4B/JMJD2B ウサギmAb                                               |
| 別名          | MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B                              |
| 対象種         | ヒト                                                                |
| GeneID（ヒト）  | 23030                                                             |
| GeneID      | 23030                                                             |
| 免疫原         | 合成ペプチド：ヒトKDM4B/JMJD2B（O94953）のアミノ酸50～150領域の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。 |
| 起源          | ウサギ                                                               |
| 分類          | モノクローナル抗体                                                         |
| 応用用途        | WB、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISSプロットID | O94953                                                            |
| タンパク質分子量    | 122 kDa                                                           |
| 発送方法        | 保冷剤                                                               |