


ウェスタンブロット用 Anti-Kdm4B/Jmjd2B ウサギポリクローナル抗体 - O94953

商品番号: CM0029992



前書き

ヒトKDM4B/JMJD2Bに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウス検体に適しています。エピジェネティクスおよび神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM4B/JMJD2B Rabbit pAb
備考/別名	MRD65; JMJD2B; TDRD14B; KDM4B/JMJD2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23030
GeneID	23030
免疫原	ヒトKDM4B/JMJD2B (NP_055830.1) のアミノ酸1-365に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O94953
タンパク質分子量	122kDa
発送	保冷バッグ