


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Kdm4C ウサギポリクローナル抗体 - Q9H3R0

商品番号: CM0024717



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用にKDM4C

(JMJD2C/GASC1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。エピジェネティクスおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM4C ウサギ pAb
備考/別名	GASC1; JHDM3C; JMJD2C; TDRD14C; KDM4C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23081
GeneID	23081
免疫原	ヒトKDM4C (NP_055876.2) のアミノ酸640-830に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3R0
タンパク質分子量	120kDa
発送	保冷バッグ