

Wb、Ip、Elisa、Chip用抗Kdm5Aポリクローナル抗体 - P29375

商品番号: CM0029209



前書き

ヒトKDM5A

(RBP2/RBBP2)を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISA、ChIPで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。クロマチン調節に関与するヒストン脱メチル化酵素であるリシントリメチル化酵素5Aを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM5A Rabbit pAb
備考/別名	RBP2; RBBP2; RBBP-2; KDM5A
種	ヒト
GeneID	5927
免疫原	ヒトKDM5A組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P29375
タンパク質分子量	192kDa
配送	アイスパック