


Anti-Kdm5B Rabbit Polyclonal Antibody [Ko Validated] For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugl1

商品番号: CM0029608



前書き

ウサギポリクローナル抗KDM5B抗体、KOバリデーション済み。WB、IF/ICC、ELISAに対応。ヒトおよびマウスのKDM5B（リシン特異的脱メチル化酵素5B）を認識します。クロマチン修飾およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] KDM5B Rabbit pAb
備考/別名	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A; 5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10765
GeneID	10765
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKDM5B (NP_006609.3) のアミノ酸784-883に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UGL1
タンパク質分子量	176kDa
配送	アイスバッグ