


Anti-Kdm6A (Utx) Rabbit Mab [Kd Validated] For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15550

商品番号: CM0005411



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで使用可能な高品質な抗KDM6Aウサギモノクローナル抗体。内在性のヒト、マウス、ラットKDM6Aを認識します。エピジェネティクスおよび発生学研究において、リシン特異的脱メチラーゼ6A（UTX）の信頼性の高い検出を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] KDM6A Rabbit mAb
備考/別名	UTX; KABUK2; bA386N14.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7403
GeneID	7403
免疫原	ヒトKDM6A（NP_066963.2）のアミノ酸611-710領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15550
タンパク質分子量	154kDa
配送	氷袋