


Ihc-PおよびElisa用Anti-Kdm7Aポリクローナル抗体 - Q6Zmt4

商品番号: CM0019132



前書き

IHC-

PおよびELISA用に検証されたラビットポリクローナルKDM7A抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。106kDa。神経発達におけるヒストン脱メチル化およびクロマチン調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM7A Rabbit pAb
備考/別名	JHDM1D; KDM7A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80853
GeneID	80853
免疫原	ヒトKDM7A (NP_085150.1) のアミノ酸840-941内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZMT4
タンパク質分子量	106kDa
配送	アイスパッグ