

WbおよびElisa用 Anti-Kdm7A ウサギポリクローナル抗体 - Q3Uwm4

商品番号: CM0029883

前書き

脳発生に重要なヒストン脱メチル化酵素KDM7Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットでの交差反応性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM7A ウサギ pAb
備考/別名	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
種	マウス
GeneID (ヒト)	80853
GeneID (マウス)	338523
免疫原	マウスKDM7A (NP_001028602.2) のアミノ酸417-735を含む合成ペプチドまたは組み換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q3UWM4
タンパク質分子量	92kDa/106kDa
輸送	保冷バッグ