

Anti-Kdm7A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q3Uwm4

商品番号: CM0013136

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用KDM7A ウサギポリクローナル抗体。ヒトと交差反応性を示します。リシン特異的脱メチル化酵素7Aはヒストンメチル化を調節し、脳の発達およびクロマチン動態に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM7A Rabbit pAb
備考/別名	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
種	マウス
GeneID (ヒト)	80853
GeneID (マウス)	338523
免疫原	マウスKDM7A（NP_001028602.2）のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q3UWM4
タンパク質分子量	106kDa
配送	アイスバッグ