

Anti-Kdm8 (Jmjd5) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N371

商品番号: CM0016821



前書き

WB、ELISA用KDM8 (JMJD5)
ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。クロマチン生物学、細胞周期、および概日リズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM8 Rabbit pAb
備考/別名	JMJD5; KDM8
種	ヒト
遺伝子ID	79831
免疫原	ヒトKDM8 (NP_079049.2) のアミノ酸147-416に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q8N371
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスパック