

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Keap1 ウサギポリクローナル抗体 - Q14145

商品番号: CM0023531



前書き

KEAP1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットで検証済み。酸化ストレスおよびNRF2経路の研究に最適です。SWISS: Q14145。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	KEAP1 Rabbit pAb
別名	INrf2; KLHL19; KEAP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9817
遺伝子ID	9817
免疫原	合成ペプチド。ヒトKEAP1 (NP_036421.2) のアミノ酸301~400番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14145
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	氷袋