

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Keap1ウサギポリクローナル抗体 - Q14145

商品番号: CM0019198



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、酸化ストレスセンサーであるヒトKEAP1（Kelch様ECH関連タンパク質1）を標的とします。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KEAP1 ウサギpAb
別名	INrf2; KLHL19; KEAP1
種	ヒト
GeneID	9817
免疫原	ヒトKEAP1（NP_036421.2）のアミノ酸320～510に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14145
タンパク質分子量	70 kDa
配送	保冷バッグ